




«ТД Сибагроприбор»

sbg@nt-rt.ru || <https://sbpribor.nt-rt.ru/>

“ТД Сибагроприбор” (КБ и производство в г. Новосибирск) предлагает Вам в рамках импортозамещения рассмотреть возможность замены поставляемых импортных криоскопов на Российскую разработку:

Российская разработка	Импортные анализаторы
<p data-bbox="156 519 673 555"><u>Криоскоп «Термоскан-Мини»</u></p> 	<ul data-bbox="746 564 1410 909" style="list-style-type: none">• FunkeGerber Cryostar 1, Cryostar automat• Cryosmart, CryoTouch• Cryospecial• Криоскоп ADVANCED® Model 4250

“Термоскан-Мини” предназначен для определения температуры замерзания заготавливаемого молока в соответствии с: ГОСТ 30562-97 (ИСО 5764-87) Молоко. Определение точки замерзания. Термисторный криоскопический метод; ИСО 5764-2011 Молоко. Определение точки замерзания. Метод с применением термисторного криоскопа (контрольный метод); ГОСТ 25101-2015. "Молоко. Метод определения точки замерзания".

“Термоскан-Мини” позволяет выявить ЛЮБЫЕ фальсификации молока:

- разбавление молока водой;
- нормализация молока (понижение жирности путем снятия сливок);
- раскисление прокисшего молока;
- добавление чужеродных компонентов (растительных жиров, крахмала, мела, мыла и т.д.);
- добавление части восстановленного сухого молока;
- любые другие фальсификации и манипуляции с молоком.

Преимущества “Термоскан-Мини” перед импортными аналогами:

- точность анализатора не уступает импортным аналогам $\pm 0,004\%$;
- надёжность прибора проверена временем (производится с 2010 года);
- занесен в гос. реестр средств измерений под №43255-16;
- каждый прибор поставляется со свидетельством о государственной поверке;
- доступный сервис, запасные части в наличии;
- всегда в наличии сопутствующие материалы: пробирки и растворы;
- ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (на 30-70% ниже зарубежных аналогов).

Цена – 197 000 рублей (с НДС)!

	(8182)63-90-72	(3412)26-03-58	(3519)55-03-13	(342)205-81-47	(3462)77-98-35
	(7172)727-132	(395)279-98-46	(495)268-04-70	- Д (863)308-18-15	T (4822)63-31-35
	(8512)99-46-04	(843)206-01-48	(8152)59-64-93	(4912)46-61-64	T (3822)98-41-53
B	(3852)73-04-60	(4012)72-03-81	Ч (8552)20-53-41	(846)206-03-16	T (4872)74-02-29
B	(4722)40-23-64	(4842)92-23-67	(831)429-08-12	- (812)309-46-40	T (3452)66-21-18
B	(4832)59-03-52	(3842)65-04-62	(3843)20-46-81	(845)249-38-78	У (8422)24-23-59
	(423)249-28-31	(8332)68-02-04	(383)227-86-73	(8692)22-31-93	У (347)229-48-12
	(844)278-03-48	(861)203-40-90	(3812)21-46-40	(3652)67-13-56	X (4212)92-98-04
	(8172)26-41-59	(391)204-63-61	(4862)44-53-42	(4812)29-41-54	Ц (351)202-03-61
	(473)204-51-73	(4712)77-13-04	(3532)37-68-04	(862)225-72-31	Ц (8202)49-02-64
E	(343)384-55-89	(4742)52-20-81	(8412)22-31-16	(8652)20-65-13	Я (4852)69-52-93
	(4932)77-34-06	(996)312-96-26-47	(495)268-04-70	(772)734-952-31	

sbg@nt-rt.ru || <https://sbpribor.nt-rt.ru/>